

## KIT ENODEFECTO® – BRETT – 6 MOLÉCULAS

KIT DIDÁCTICO DE RECONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPALES DEFECTOS DE LOS VINOS ASOCIADOS A BRETTANOMYCES

### PRESENTACIÓN

El Kit didáctico de reconocimiento sensorial de los principales defectos de los vinos asociados a brettanomyces: Enodefecto® Brett-6 moléculas responde a la metodología desarrollada en la experiencia formativa y está compuesto de: 12 frascos de 3 ml aprox. de soluciones aromáticas, dos juegos con 4 moléculas aromáticas (una a 2 niveles de concentración y una suma de 2 de las moléculas) que representan los principales defectos de los vinos que se asocian a aromas producidos por la presencia de *Brettanomyces* y otros de origen o descriptor relacionado que pueden confundirse con aquellos y el presente manual donde se describe cada una de ellas, su fórmula química, su origen o mecanismo de aparición en los vinos, el carácter o descriptor con el que se relaciona, el umbral de percepción y una síntesis de las condiciones para la prevención y el tratamiento de cada uno de los defectos en mostos o vinos.

Con el contenido de cada frasco de 3 ml de solución se puede contaminar un volumen de vino de 750 ml, para permitir el entrenamiento y detección de cada defecto sobre los distintos vinos en que se trabaje en un grupo de 15 – 20 personas. Cada molécula, identificada con su nombre en la etiqueta y un número, posee un duplicado de tal manera que permite al usuario realizar su ejercitación en dos momentos diferentes y/o en diferentes tipos de vino ya que el grado de percepción y/o reacción de cada molécula puede variar de un vino a otro, sobre todo en intensidad.

### CARACTERÍSTICAS

- Kit de defectos más completo del mercado.
- Kit ideal para el entrenamiento de catadores.
- No se trata de un kit de olfacción directa.
- Permite ver cómo se comportan o expresan los vinos frente a dichos defectos.

### MOLÉCULAS

1. Ortocresol
2. 4-etilfenol (Conc. I)
3. 4-etilfenol (Conc. II)
4. 4-etilguaicol
5. 4-etilfenol + 4-etilguaicol
6. Ácido isovalérico



# KIT ENODEFECTO® – BRETT – 6 MOLÉCULAS

## KIT DIDÁCTICO DE RECONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPALES DEFECTOS DE LOS VINOS ASOCIADOS A BRETTANOMYCES

### PRESENTACIÓN

El Kit Enodefecto Brett – 6 moléculas puede ser usado con dos objetivos fundamentales:

- Como entrenamiento para el reconocimiento sensorial de los principales defectos posibles, divididos de acuerdo a su origen.
- Como evaluación comparativa del o de los causantes de defectos en un vino problema.

Uso Profesional exclusivo

*Las indicaciones anteriormente expuestas corresponden a nuestros conocimientos actuales. Se facilitan sin compromiso ni garantía por nuestra parte en la medida que su utilización queda fuera de nuestro control. Estas informaciones no liberan al usuario del cumplimiento de la legislación y medidas de seguridad vigentes.*

